

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - AREA BIOCLINICA
--

ASIGNATURA	RESTAURACION II
	PRECLINICA
SEMESTRE	V
CODIGO	359
COORDINADOR	DR. JUAN GUILLERMO MARIN MORENO

LISTADO DE INSTRUMENTAL

1. INSTRUMENTAL Y MATERIALES REQUERIDOS PARA PRACTICAS

DESCRIPCION	CANTIDAD
-------------	----------

Foto color tipo carnet

1

Caja de esterilizar piezas de mano con:
--

Pieza de alta velocidad

1

Micromotor con contrangulo y pieza recta
--

1

CAJA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL BASICO CON:

Espejo Intraoral

1

Explorador N 23

1

Sonda WHO y Carolina del Norte	1
Cucharilla Exc 18	1
Pinzas Algodoneras	1
CAJA PARA ESTERILIZAR PARA INSTRUMENTAL DE REHABILITACION CON:	
FP3	1
	1
Espátula 7 A	1
Espátula doble de cemento delgada	1
Pinzas Kelly curvas	1
Tijeras para acrílico	1
Tijeras delgadas	1
Pinzas papel articular	1
Mango de bisturi	1
KIT DE FRESAS PARA PREPARACIONES DENTALES (ADQUIRIDO CON ESPECIFICACIONES DADAS EN LA PRECLÍNICA EL DÍA LA INDUCCIÓN).	
Fresas para preparaciones de coronas completas	1

CAJA PLASTICA TRANSPARENTE PARA INSTRUMENTAL DE LABORATORIO CON: (Esta caja se ingresa a la preclínica y laboratorio; no se permite la entrada de maletas, ni sacos, busos; se permite ingresar con bata blanca)

Vasos dappen de silicona	2
Vasos dappen de vidrio	2
Gotero plástico o vidrio	1
Pincel pelo de Martha delgado	1
PKT y mechero	1
Cubeta inferior para impresión tipo COE metálico tamaño M y L	1
Resistencia para calentar agua	1
Hule blanco OJALA NUEVO.	1
Loseta de vidrio	1
Taza de caucho	1
Espátula de yeso	1
Caja de guantes de examen - según talla del estudiante	1
Caja de tapabocas	1
Visor o gafas de protección	1
Bolsa de eyectores	1
Toalla pequeña	1
Bolsas pequeñas y grandes resellables para entrega de trabajos en preclínica	1
FRESERO ALTO ESTERILIZABLE PARA PIMPOLLOS	
Pimpollos para acrílico de Tungsteno (ADQUIRIDOS CON ESPECIFICACIONES DADAS EN LA PRECLÍNICA EL DÍA DE LA INDUCCIÓN) formas: troncocónico o forma de llama, doble contorno, cono invertido	1
Kit de pulir acrílico: piedra abrasiva en forma de bala negra, verde y punta de silicona amarilla	1
Disco metálicocorte bilateral (ADQUIRIDOCON ESPECIFICACIONES DADAS EN LA PRECLINICA EL DIA DE LA INDUCCION)	1

Felpa	1
Pimpollos de yeso troncocónico, redondo pequeño o fresa redonda de talle largo para micromotor	1
Productos Nissin	
Modelo NISSIN con dientes completos, sin reparaciones de operatoria, ni obturaciones en amalgama ni resina	1
Dientes NISSIN:	
Diente 11	3
Diente 13	3
Diente 31	2
Diente 32	2
Diente 14	3
Diente 15	3
Diente 16	4
Diente 21	3
Diente 34	1
Diente 35	1
Diente 14	1
Diente 36	3
Diente 37	2
Diente 23	2
Diente 47	2
OBLIGATORIO CAMBIAR LOS DIENTES NISSIN UTILIZADOS EN IV SEMESTRE	